

Rotamax 120

Technical datasheet



Dimensions (l × h × p)		245 × 125 × 310 mm
Poids		5,5kg
Charge maximale admissible		2 kg
Entraînement		Moteur à bague de déphasage
Plage de vitesses		20 – 300 rpm
Niveau de pression acoustique		< 50 dB (A)
Tension de calcul		n.a.
Catégorie de surtension		II
Degré de contamination		2
Alimentation		33 W
Température de service	5 °C à 31 °C, jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air 32 °C à 40 °C, jusqu'à 50 % d'humidité relative de l'air (diminution linéaire)	
Altitude d'installation	jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer	
Protection contre la surchauffe		à réinitialisation automatique
Réglage de la vitesse de rotation		analogique
Surface utile		220 × 220 mm
Mouvement d'agitation		à rotation
Orbite		20 mm

Fusible de l'appareil

M 1,25 A (230 V) or T 2,0 A (115 V)

**Variations de tension
admissibles**

±10 %

**Dimensions de la
bouteille**

n.a.

Interfaces

n.a.

Classe de protection