

Agitateurs ProBlot Rocker 25



■ Livrés avec une ou deux plateformes superposables antidérapantes

Modèle	ProBlot 25 & 25D	ProBlot 25XL & 25XLD
Interface	Analogique	
Vitesse (rpm)	5 - 120	
Angle d'agitation	7°	
Dimensions plateforme (mm)	260 x 200	300 x 300
Charge maximale (kg)	5	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	0 à 2h	
Dimensions (l x p x h) (mm)	290 x 320 x 145	325 x 360 x 145
Poids (kg)	5,3	
Conditions d'utilisation	+4 à +65°C	
Réf. 1 plateforme	096567	096571
€	NC -	NC -
Réf. 2 plateformes	096568B	096572
€	NC -	NC -

Accessoire

Réf.	Désignation	€
096565	Elastiques de maintien	NC -

Agitateur rocker LSE Corning

CORNING



■ Livré avec une ou deux plateformes superposables antidérapantes

Modèle	1 plateforme	2 plateformes
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	2 - 60	
Angle d'agitation	7°	
Dimensions plateforme (mm)	300 x 300	
Charge maximale (kg)	5	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	10 à 120 min	
Dimensions (l x p x h) (mm)	325 x 360 x 145	
Poids (kg)	5,3	5,8
Conditions d'utilisation	+4 à +70°C	
Réf.	006704	006706
€	NC -	NC -

Agitateur rocker Grant Bio PMR-30

grant



■ Livré avec plateforme antidérapante

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	5 - 30
Angle d'agitation	7°
Dimensions plateforme (mm)	215 x 215
Charge maximale (kg)	1
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1min à 24h
Dimensions (l x p x h) (mm)	238 x 238 x 110
Poids (kg)	2,1
Conditions d'utilisation	+4 à +45°C
Réf.	144201
€	NC -

Accessoire

Réf.	Désignation	€
144203	Tapis à picots	NC -

Agitateur rocker Movil-Tub



■ Livré avec plateforme à rainures pour 12 tubes jusqu'à 20 x 160 mm

Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	15 fixe
Angle d'agitation	25°
Mode d'utilisation	Continu
Dimensions (l x p x h) (mm)	340 x 200 x 120
Poids (kg)	2,5
Réf.	068564
€	NC -