


Nr de série 30464-005
Modèle UB90.060.089.2T



armoire de sécurité sous paillasse UB-T-90
Modèle UB90.060.089.2T, Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail

Fonction / Construction :

- **Robuste et durable** : stucture extérieure en acier revêtu époxy
- **Ergonomique** : maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Confortable** : accès sécurisé à tous les récipients – angle d'ouverture de porte à 93°, intérieur de l'armoire visible dans son entier
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure, indicateur de verrouillage des portes (rouge / vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

Dimensions	
Largeur extérieure	893,00 mm
Profondeur extérieure	574,00 mm
Hauteur extérieure	600,00 mm
Largeur intérieure	771,00 mm
Profondeur intérieure	452,00 mm
Hauteur intérieur	502,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.


Poids / Masse	
Poids armoire vide	140 kgs
Charge répartie	313,00 kg/m²
Charge maximale	300 kgs

Ventilation	
Extraction d'air	50 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	2 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	1 Pa


Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	
Couleur du corps	Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	
Couleur de la porte / du tiroir	Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales	
Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	135,00°
Profondeur avec portes ouvertes	992 mm
Numéro des douanes	94032080

Vue de face



Vue latérale



Vue de dessus

