

Fiche technique du produit



Code article 30457-001-35299

Prix de vente recommandé

Armoire de sécurité sous pailasse UB-S-90 Modèle UB90.060.089.S


gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis (acier inoxydable 1.4016)

Certificat

- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- certifiée GS
- Conforme CE

Fonction / Construction

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air



Convient pour le stockage des produits dangereux suivants :



Fiche technique du produit



Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	893 x 574 x 600 mm
Dimensions l x P x H intérieures	771 x 452 x 502 mm
Extraction d'air	50 NW
Nombre de niveaux de stockage	1 Nbre
Conforme CE	oui (1)
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	1 Pa
ecl@ss 14.0	40-06-01-04
Résistance au feu	90 minutes
Capacité de stockage de bouteilles en verre de 1 litre	28 Nbre
Capacité de stockage de bouteilles en PE de 1 litre	28 Nbre
Capacité de stockage de bouteilles en verre de 2,5 litres	8 Nbre
Profondeur avec portes ouvertes	990,00 mm
GTIN	4054923195998
certifiée GS	oui (1)
Renouvellement de l'air 10 fois	2 m³/h
Poids net	150,50 kg
Conforme à la norme	EN 14470-1
Conforme à la norme	EN 16121/16122
Capacité de charge de caillebotis	75,00 kg
Fermeture automatique des portes	non (0)
Système de maintien de porte	non (0)
Certifié UL/ULC 1275	Non
UNSPSC code	24112402
Numéro des douanes	94032080
Poids	163 kg
matériau des étagères	acier inoxydable

[Vers le moteur de recherche de produits](#)[Vers le catalogue](#)[Vers asecos.com](#)

Fiche technique du produit

