

Spécifications Techniques : neoLab neoMix

3.1 Conditions environnementales

Température ambiante générale (plage) 5 °C ~ 40 °C
:

Humidité relative de l'air ambiant : < 70 %

Raccordement électrique / Fréquence : 230 Volt, 50 Hz

3.2 Données techniques standards

Paramètres techniques	Valeurs techniques
Vitesse d'agitation	200 ~ 1 500 rpm (tr/min)
Amplitude d'agitation	2 mm
Plage de température	0 °C ~ 100 °C (si température ambiante ≤ 20 °C) +5 °C ~ 100 °C (si température ambiante ≤ 25 °C) +10 °C ~ 100 °C (si température ambiante ≤ 30 °C)
Réglage du minuteur	1 minute ~ 99 heures et 59 minutes ou fonctionnement continu
Précision de la température	≤ 0,5 °C
Vitesse de chauffe jusqu'à 100 °C	≤ 15 minutes
Puissance de raccordement	230 Volt / 50 Hz / 85 Watt Fusible 3A / 250V
Dimensions (L / P / H)	225 x 300 x 190 mm
Poids net	8,5 kg

3.3 Blocs de réaction disponibles

Bloc de réaction	Capacité	tr/min max.	Référence
WB PCR ⁽¹⁾	96 tubes PCR 0,2 ml	1 500	7-0922
WB 0,5 ml ⁽¹⁾	54 x microtubes 0,5 ml	1 500	7-0923
WB 1,5 ml ⁽¹⁾	35 x microtubes 1,5 ml	1 500	7-0924

WB 2,0 ml ⁽¹⁾	35 x microtubes 2,0 ml	1 500	7-0925
WB 0,5/1,5 ml ⁽¹⁾	15 x 0,5 ml / 20 x 1,5 ml microtubes	1 500	7-0926
WB 12 mm	24 tubes Ø 12 mm	1 200	7-0927
WB 15 ml	12 x tubes Falcon 15 ml	750	7-0928
WB 50 ml	6 x tubes Falcon 50 ml	750	7-0929
WB H ₂ O ⁽¹⁾	Bloc bain-marie LxIxP : 103x67x29 mm	300	7-0930
WB MTP ⁽¹⁾	Microplaque	1 500	7-0931
WB 14 mm	24 tubes Ø 14 mm	1 200	7-0932
WB Deepwell ^{(1) (2)}	Plaque Deepwell	900	7-0933
WB 5 ml	15 x microtubes 5 ml	1 200	7-0934

⁽¹⁾ avec COUVERCLE

⁽²⁾ uniquement jusqu'à 80 °C

** Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de ses produits, le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications.*

neoLab Migge GmbH

Rischerstraße 7-9, 69123 Heidelberg

Site web : www.neolab.de - E-mail : info@neolab.de