

9 Caractéristiques techniques

Conditions de fonctionnement

Température ambiante	5 à 40 °C
Humidité relative maximum	80 % d'humidité relative à température ambiante jusqu'à 31 °C, diminuant de façon linéaire à 50 % d'humidité relative à 40 °C
Altitude au dessus du niveau de la mer	Jusqu'à 2 000 m (6 500 pi)
Environnement de fonctionnement	Utilisation en intérieur exclusivement.

Caractéristiques électriques

Alimentation secteur : 220 à 240 V à 50/60 Hz ou 110 à 120 V à 50/60 Hz

Degré de pollution : 2

Catégorie d'installation : II

Remarque : Les fluctuations de tension de l'alimentation secteur ne doivent pas dépasser ± 10 % de la tension nominale fournie.

Modèles	Capacité (L)	Courant nominal (A)	
		120 V	230 V
SAP2	2	2,0	1,0
SAP2S	2	3,0	1,5
SAP5	5	3,0	1,5
SAP12	12	6,5	3,5
SAP18	18	8,5	6,0
SAP26	26	8,5	6,0
SAPD	5 et 12	9,5	5,0
SAP34	34	10,5	8,0
JBN5	5	3,0	1,5
JBN12	12	6,5	3,5
JBN18	18	8,5	6,0
JBN26	26	8,5	6,0
JBA5	5	3,0	1,5
JBA12	12	6,5	3,5
JBA18	18	8,5	6,0

Performances du bain SUB Aqua Pro

Plage de températures	De 5 °C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 99 °C
Écran (également utilisé pour les réglages)	10,0 à 99,0 °C par incréments de 0,1 °C
Stabilité thermique	$\pm 0,2$ °C

Performances des bains JB Academy et JB Nova

Plage de températures	De 5 °C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 95 °C
Echelle de réglage	10 à 95 °C par incréments de 0,5 °C
Stabilité thermique	$\pm 0,5$ °C

Toutes les données des performances testées répondent aux exigences de la norme DIN12876.