

Bains-marie, série VWB2



Bains-marie sans agitation à double paroi, boîtier en acier inoxydable (intérieur) et en acier revêtu (extérieur). Tous les bains-marie, sauf les modèles de 2 litres, sont équipés d'un robinet de vidange pratique, en outre ils peuvent être utilisés avec de l'eau ou des billes de transfert de chaleur. Les bains-marie de 5 litres ou plus disposent d'un mode de transfert de chaleur par billes pouvant être activé à partir du menu principal. Un bouchon de vidange est fourni en option ce qui permet d'éviter le blocage des billes de transfert de chaleur au niveau de l'évacuation. Remarque: les bains-marie appartiennent à la classe de sécurité 1, ils peuvent donc fonctionner sans surveillance avec des liquides non inflammables.

- Montée en température rapide, contrôle précis de la température
- Indicateur de température numérique avec trois préréglages
- Plage de température : ambiante +5 ... 99 °C
- Stabilité de la température : $\pm 0,2$ °C
- L'alarme de surchauffe réglable protège les échantillons de la surchauffe.
- La protection contre le fonctionnement à sec met le bain hors tension en l'absence d'eau ou en présence d'un faible niveau d'eau.
- Minuteur et alarme sonore : 1 à 999 minutes

Informations de livraison: Fournis avec un couvercle en polycarbonate transparent avec charnières (les modèles de 2 litres sont équipés d'un couvercle sans charnière) et un plateau universel. Une vaste gamme d'accessoires en option est disponible.

Type	Gamme de température (°C)	Précision de temp. (°C)	Puissance de chauffe (kW)	Capacité (l)	Bain l x p x h (mm)	L x P x H (mm)	Poids (kg)	Cdt	Code article
VWB2 2	Température ambiante +5...99	$\pm 0,2$	0,25	2	117x131x125	186x200x305	2,5	1	462-0554
VWB2 25 (peu profond)	Température ambiante +5...99	$\pm 0,2$	0,35	2	289x139x40	335x215x260	3	1	462-0555
VWB2 5	Température ambiante +5...99	$\pm 0,2$	0,35	5	281x131x125	335x215x335	3,9	1	462-0556
VWB2 12	Température ambiante +5...99	$\pm 0,2$	0,8	12	306x281x125	335x390x380	6,2	1	462-0557
VWB2 18	Température ambiante +5...99	$\pm 0,2$	1,05	18	281x485x125	335x590x420	9,2	1	462-0558
VWB2 26	Température ambiante +5...99	$\pm 0,2$	1,05	26	278x481x175	335x590x430	9,4	1	462-0559

Désignation	Pour	Cdt	Code article
Bouchons de vidange pour bains-marie VWB2			
Bouchons de vidange, évite le transfert thermique des billes pénétrant l'orifice de vidange	VWB2 5, VWB2 12, VWB2 18, VWB2 26	5	462-0585
Billes flottantes anti-évaporation pour bains-marie			
Billes anti-évaporation		300	462-0584
Portoirs de tubes à essai en acier inoxydable			
	Tubes de 10 mm	1	462-0560
	Tubes de 13 mm	1	462-0561
	Tubes de 16 mm	1	462-0562
	Tubes de 19 mm	1	462-0563
	Tubes de 25 mm	1	462-0564
	Tubes de 30 mm	1	462-0565
	Microtubes de 0,5 ml	1	462-0566
	Microtubes de 1,5 ml	1	462-0567
Demi-étagères surélevées en acier inoxydable			
	VWB2 12	1	462-0568
	VWB2 18	1	462-0569
	VWB2 26	1	462-0570

Désignation	Pour	Cdt	Code article
Plateaux en acier inoxydable			
	VWB2 2	1	462-0571
	VWB2 25, VWB2 5	1	462-0572
Plateau en acier inoxydable	VWB2 12	1	462-0573
	VWB2 26	1	462-0574
Plateaux standard de rechange en polycarbonate			
	VWB2 2	1	462-0575
	VWB2 25, VWB2 5	1	462-0576
Plateau standard en polycarbonate	VWB2 12	1	462-0577
	VWB2 26	1	462-0578
Couvercles inclinés en polycarbonate			
	VWRB2 2	1	462-0579
	VWRB2 25	1	462-0580
	VWRB2 5	1	462-0581
	VWRB2 12	1	462-0582
Couvercle incliné en polycarbonate	VWRB2 26	1	462-0583