

Armoire de sécurité PVC pour produits corrosifs

P-CHE-2C

Acides et bases, 2 portes battantes



Pourquoi choisir l'armoire P-CHE-2C :

- Fabrication française.
- Structure en PVC blanc de 19 mm d'épaisseur.
- Bacs amovibles en PEHD rouge.
- 2 portes ouvrants à 180°.
- Fermeture à clé.
- Ventilation naturelle, raccordement Ø 80 mm.

Caractéristiques techniques de l'armoire :

- Dimensions extérieures : L 650 x P 581 x H 1900 mm (+ plénum P 119 mm)
- 2 compartiments pour la séparation des acides et des bases
- 6 grands bacs PEHD amovibles
- Charge admissible par étagère : 20 Kg
- Volume du bac de rétention : 10 L
- Volume de stockage conseillé: 150L
- Poids : 73kg

[CYLTEC]

STOCKER EN TOUTE SÉCURITÉ