

Armoire de sécurité PVC pour produits corrosifs

P-CHL-2C

Acides et bases, 2 portes coulissantes



Pourquoi choisir l'armoire P-CHL-2C :

- Fabrication française.
- Structure en PVC blanc de 19 mm d'épaisseur.
- Bacs amovibles en PEHD rouge.
- 2 portes coulissantes.
- Fermeture à clé.
- Ventilation naturelle, raccordement $\varnothing$ 80 mm.

Caractéristiques techniques de l'armoire :

- Dimensions extérieures : L 1160 x P 600 x H 1900 mm (+ plénum P 119 mm)
- 2 compartiments pour la séparation des acides et des bases
- 8 grands bacs PEHD amovibles
- Charge admissible par étagère : 20 kg
- Volume du bac de rétention : 10 L
- Volume de stockage conseillé: 160 L
- Poids : 110 kg

[CYLTEC]

STOCKER EN TOUTE SÉCURITÉ