

Armoire de sécurité PVC pour produits corrosifs P-CML-2C

Acides et bases, 2 portes coulissantes



Pourquoi choisir l'armoire P-CML-2C :

- Fabrication française.
- Structure en PVC blanc de 19 mm d'épaisseur.
- Bacs amovibles en rouge.
- 2 portes coulissantes.
- Fermeture à clé.
- Ventilation naturelle, raccordement Ø 80 mm.

Caractéristiques techniques de l'armoire :

- Dimensions extérieures : L 1160 x P 600 x H 1000 mm (collerette incluse)
- 2 compartiments pour la séparation des acides et des bases
- 6 grands bacs PEHD amovibles
- Volume de stockage conseillé : 2 x 65 litres
- Poids : 60kg

[CYLTEC]

STOCKER EN TOUTE SÉCURITÉ