


KERN DAB 100-3IR

Dessiccateur particulièrement convivial avec lampe infrarouge en verre quartzéux de haute qualité

KERN®

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	DAB 100-3IR
Model-Serie	DAB
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Analyseur d'humidité
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761226319
Modèle successeur	DAB 100-3IR-2.027e
Date de début prévue	2019-1HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire

Portée Max	110 g
Lecture	0,001 g
Répétabilité	0,001 g

Données techniques - Construction

Niveau à bulle	Yes
Plaque de pesage du matériau	Plateaux pour échantillons, alu
Pieds à vis pivotants	Yes
Dimensions hors tout monté (L×P×H)	240×365×180 mm
Surface de pesée (d)	92 mm

Caractéristiques techniques - Affichage

Hauteur de l'écran	14 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique

Tension d'entrée	230 V AC, 50 Hz
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,003 g
Capacité de mesure [Max]	160 °C
Poids minimum (USP)	2 g
Lisibilité (humidité)	0,01%
Lecture	0,001 g
Répétabilité	0,001 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Plage de tarage	110 g
Temps de préchauffage	120 min
Portée Max	110 g

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
-------------------	------

KERN DAB 100-3IR

Dessiccateur particulièrement convivial avec lampe infrarouge en verre quartzéux de haute qualité



Température maximale de fonctionnement 40 °C

Température ambiante minimale 5 °C

Humidité minimale 5 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 490×350×350 mm

Poids brut 8 kg

Poids net 5,0 kg

Mode d'expédition Service de colis

Composant de l'emballage - en poids - carton 1.770 g

Composant de l'emballage - par poids - styromousse 1.140 g

Composant d'emballage - par poids - mousse 400 g

Délai de livraison 1 d

Données techniques - Analyse de l'humidité

Température de séchage minimale 40 °C

Température de séchage maximale 160 °C

Services en option

DAkKS Calibrage 963-127

Étalonnage de la température ISO 964-305

Les fonctions

Standard



Option

