



MTS 2/4 Agitateur de microtitration digital

/// Fiche technique

Agitateur spécial pour l'agitation de deux ou quatre plaques de microtitration.

- Régulation électronique de la vitesse
- Minuterie digitale
- Signal acoustique lorsque la durée définie est écoulée
- Support (sans plaques de microtitration) compris dans la livraison

Contenu de la livraison

- MTS 2/4 Agitateur de microtitration digital
- Socket wrench



designed for scientists

Données techniques

Type de mouvement	orbitale
Agitateurs orbitaux [mm]	3
Capacité admissible (support inclus) [kg]	1
Puissance du moteur absorbée [W]	35
Puissance du moteur débitée [W]	13.2
Durée de fonctionnement admissible [%]	100
Vitesse min. réglable [rpm]	50
Plage de vitesse [rpm]	0 - 1100
Affichage de la vitesse	écran gradué
Minuterie	oui
Affichage de la minuterie	7 segments LED
Minuterie (réglage des heures et des minutes) [min]	1 - 99
Type de fonctionnement	mode minuteur et mode continu
Travailler avec microtitration	oui
Nombre de microtitration	2 ou 4
Dimensions (L x H x P) [mm]	185 x 105 x 320
Poids [kg]	3.216
Plage de température du milieu admise [°C]	5 - 40
Humidité relative admissible [%]	80
Protection selon DIN EN 60529	IP 21
Tension [V]	220 - 240
Fréquence [Hz]	50/60
Puissance absorbée de l'appareil [W]	45