

GW1260-S0-000

Famille	Glassware washers
Type	Lave-verres 60 cm
Intrastat	84222000
Code EAN	8017709329600



Esthétique

Panneau frontal	Gris	Position du logo	Sur le bandeau de commande
Panneau de commandes	Soft Touch	Logo	SMEG

Programmes

Magasins de programmes standard	20
Programmes modifiables	20
Edition de programmes	Oui

Technologie

Installation sous-plan	Oui	Verrouillage de sécurité de la porte	Oui, avec déclenchement électromagnétique et ouverture automatique
Niveaux de lavage	Jusqu'à 2	Système d'ouverture d'urgence	Oui
Porte	1, porte abattante pleine en acier inox; Verre en option	Niveau sonore (dB(A))	< 50 dBA
Porte équilibrée	Oui	Émission de chaleur dans l'atmosphère (W)	900 W

Construction

Matériau de la chambre de lavage	AISI 316L	Chambre avec rails	Oui
Matériau externe de la machine	AISI 304	Volume de la cuve (volume brut)	168 l

Equipement

Adoucisseur d'eau	Oui	Arroseur de la paroi supérieure	En option
Pompe péristaltique pour le dosage du neutralisateur liquide	Oui	Stop-Aqua	En option
Dosage de produits chimiques	En option	Passage de la sonde pour validation	En option
Capteur de niveau de détergent	En option	Tuyau d'alimentation en eau	3 / 4 "
Pompe péristaltique pour le dosage du détergent liquide	Oui	Diamètre tuyau d'évacuation	1/2"
Possibilité d'installer une pompe péristaltique supplémentaire	Oui, jusqu'à 1		

Accessoires Compatibles



CS1-1



CS2



LB16




LB4B

LB8



LC8M8



LM40



LM40ICS1

LM40S

Alternative products



GW1260-00-000