

GW4290-00-000

Famille	Glassware washers
Type	Lave-verres 90 cm
Intrastat	84221900
Code EAN	8017709324445



Esthétique

Panneau frontal	Gris	Position du logo	Sur le bandeau de commande
Panneau de commandes	Soft Touch	Logo	SMEG

Programmes

Magasins de programmes standard	20
Programmes modifiables	20
Edition de programmes	Oui

Technologie

Installation sous-plan	Oui	Puissance de la turbine (W)	60 W
Niveaux de lavage	Jusqu'à 2	Puissance de l'élément de séchage (W)	800 W
Porte	1, porte abattante pleine en acier inox	Filtre HEPA	En option
Température du système de séchage	De 40 à 115 °C	Classe du filtre HEPA	H14
Système de séchage	Oui	Degré de séparation du filtre HEPA	99.995 %
Porte équilibrée	Oui	Durée de vie du filtre Hepa	500 h
Verrouillage de sécurité de la porte	Oui, avec déclenchement électromagnétique et ouverture automatique	Niveau sonore (dB(A))	< 50 dBA
Système d'ouverture d'urgence	Oui	Émission de chaleur dans l'atmosphère (W)	900 W
Température du système de séchage	De 40 à 115 °C		

Construction

Matériau de la chambre de lavage	AISI 316L	Chambre avec rails	Oui
Matériau externe de la machine	AISI 304	Volume de la cuve (volume brut)	168 l

Equipement

Adoucisseur d'eau	Oui	Possibilité d'installer une pompe péristaltique supplémentaire	Oui, jusqu'à 2
Armoire à détergent	Oui, pour 2 bidons de 5 litres	Arroseur de la paroi supérieure	En option
Pompe péristaltique pour le dosage du neutralisateur liquide	Oui	Stop-Aqua	En option
Dosage de produits chimiques	En option	Passage de la sonde pour validation	En option
Capteur de niveau de détergent	En option	Tuyau d'alimentation en eau	3 / 4 "
Entrée des détergents en poudre	Oui	Diamètre tuyau d'évacuation	1/2"

Accessoires Compatibles



CS1-1



CS2



KP100DS



KP200DS




LB16DS



LB4BDS



LB8DS



LM40ICS1DS

LM40SDS



LM80DS



LPM2010DS



LPM2020DS

M-CS1DUODS

