

GW6290DS

Famille	Lavavetreria
Type	Lave-verrerie de grande capacité
Intrastat	84221900
Code EAN	8017709264918



Esthétique

Panneau frontal	Gris	Position du logo	Sur le bandeau de commande
Panneau de commandes	Écran tactile	Logo	SMEG

Programmes

Magasins de programmes standard	20
Programmes modifiables	20
Edition de programmes	Oui

Technologie

Niveaux de lavage	Jusqu'à 3	Puissance de la turbine (W)	270 W
Porte	1, porte abattante pleine en acier inox	Puissance de l'élément de séchage (W)	5000 W
Température du système de séchage	De 40 à 115 °C	Filtre HEPA	En option
Système de séchage	Oui	Classe du filtre HEPA	H14
Porte équilibrée	Oui	Degré de séparation du filtre HEPA	99.995 %
Verrouillage de sécurité de la porte	Oui, avec déclenchement électromagnétique et ouverture automatique	Durée de vie du filtre Hepa	500 h
Système d'ouverture d'urgence	Oui	Niveau sonore (dB(A))	Max. 66 dBA
Température du système de séchage	De 40 à 115 °C	Émission de chaleur dans l'atmosphère (W)	1000 W

Construction

Matériau de la chambre de lavage	AISI 316L	Chaudière intégrée	Oui
Matériau externe de la machine	AISI 304	Volume de la cuve (volume brut)	465 l
Chambre avec rails	Oui		

Equipement

Pompe péristaltique pour le dosage du neutralisateur liquide	Oui	Possibilité d'installer une pompe péristaltique supplémentaire	Oui, jusqu'à 3
Dosage de produits chimiques	En option	Arroseur de la paroi supérieure	Oui
Capteur de niveau de détergent	En option	Passage de la sonde pour validation	En option
Pompe péristaltique pour le dosage du détergent liquide	Oui	Tuyau d'alimentation en eau	3 / 4 "
Compartiment à détergent	Oui, pour 4 bidons de 5 litres	Diamètre tuyau d'évacuation	1/2"

Accessoires Compatibles

C61



L685



LM6-5



LP6

