

Combiné



LCv 4010
MediLine

Smart
Frost

Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé hors TVA € 3200

Deux systèmes de froid distincts

Le modèle Liebherr LCv 4010 MediLine combine la réfrigération et la congélation en un appareil compact. Leur commande est tout à fait distincte et la température peut être réglée avec une précision de 0,1 °C. Diverses alarmes et des raccordements à un système central de connexion et d'alarme sont disponibles.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	361 l
Volume utile total	345 l
Volume utile réfrigérateur	240 l
Volume utile congélateur	105 l
Consommation électrique par an	657 kWh
Frais d'énergie par an	€ 184,-
Niveau sonore	52 dB(A)
Classe climatique	5
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C
Réfrigérant	R600a
Puissance	1,5 A
La production de chaleur en kJ/h	367 kJ/h

LCv 4010 MediLine

Smart
Frost

Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé hors TVA € 3200

Dimensions

Hauteur	200,3 cm
Largeur	60,1 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	118,2 cm
Largeur porte ouverte à 90°	64 cm
Profondeur	61,8 cm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure (réfrigérateur)	110,5 cm
Largeur intérieure (réfrigérateur)	44 cm
Profondeur intérieure (réfrigérateur)	44,1 cm
Hauteur intérieure (congélateur)	59,7 cm
Largeur intérieure (congélateur)	43,1 cm
Profondeur intérieure (congélateur)	43,5 cm
Poids net / Poids brut	83 kg / 89 kg
Hauteur emballage	2055 mm
Largeur emballage	615 mm
Profondeur emballage	709 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	de +3°C à +16°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	5,7 °C
Gradient réfrigérateur	5,2 °C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	5
dont réglable(s) en hauteur	4
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	45 kg

Congeler

Système de congélation	SmartFrost
Système de congélation	Statique
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel
Plage de température congélation	de -9°C à -30°C
Tiroirs de congélation	3
Nombre de tablettes en verre congélateur	2
Fluctuation maximale congélateur	5,5 °C
Gradient congélateur	7,9 °C
Nombre de plaques d'évaporateur	3
Matériau plateau compartiment congélation	Verre
Nombre max. de corbeilles	3
Résistance tablettes de rangement du congélateur	24 kg
Nombre de tiroirs et leur hauteur	2 x 156 mm
Nombre de tiroirs et leur hauteur	1 x 165 mm
Hauteur de compartiment maximale	200 mm

Autre

Design	HardLine-Design
Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	70 - 70
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée à levier
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	280 cm
Surface utile grille	409 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position panneau de commande	A l'extérieur
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur et congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Après une panne de courant.
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Alarme porte ouverte congélateur	Alarme sonore porte ouverte
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Hauteur de compartiment à une répartition égale des grilles	21 cm
Hauteur de compartiment supérieur à une répartition égale	20 cm
Hauteur de compartiment inférieur à une répartition égale	23 cm
Nombre max. de grilles de support (compartiment 10 cm)	9
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Serrure	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui